

Pack PICC line réfection & entretien

Réfection & entretien de cathéter — livré à Genève



Vekta.

MATÉRIEL MÉDICAL · GENÈVE

Le PICC line (cathéter central à insertion périphérique) est une voie veineuse de longue durée dont l'entretien rigoureux conditionne la prévention des complications, notamment infectieuses. Chaque réfection de pansement mobilise une dizaine de consommables stériles différents. Vekta les réunit dans un pack unique, prêt à l'emploi, livré dans le canton de Genève là où le soin a lieu — pour que les équipes se concentrent sur le soin, pas sur la logistique.

Composition

- Masques chirurgicaux
- Surblouses de protection
- Gants stériles
- Chlorhexidine 2 % (antiseptie)
- Set de pansement avec champ stérile
- Tegaderm® IV Advanced 10 × 12
- Statlock® (dispositif de fixation)
- Sparadrap
- Bandes élastiques
- BD Posiflush™ SP (rinçage)
- Swabcap® (capuchons désinfectants)
- Aiguilles 18G

Fournis sur demande : conteneur DASRI, compresses stériles 10 × 10, NaCl 0,9 %.
Composition adaptable à vos protocoles internes.

Vekta.

Pack PICC line



1. Préparer



Hygiène des mains, champ stérile

2. Protéger



Masque, surblouse, gants stériles

3. Désinfecter



Chlorhexidine 2 %

4. Panser



Pansement transparent stérile

5. Sécuriser



Fixation, rinçage, capuchon

Informations & commande

Commander & se faire livrer

| | |
|--------------------------|---|
| Désignation | Pack PICC line — Réfection & entretien |
| Public concerné | Établissements de soins, services d'aide et de soins à domicile (OSAD), infirmiers indépendants |
| Zone de livraison | Canton de Genève — livraison là où le soin a lieu |
| Délai | Livraison rapide, sur commande |
| Commande | Par téléphone, WhatsApp ou sur vekta.ch |
| Facturation | QR-facture à la livraison, sans avance de frais |
| Composition | Adaptable selon vos protocoles internes |

Le pack en bref

| Étape | Consommables inclus |
|----------------------------|--|
| Protection | Masques chirurgicaux, surblouses, gants stériles |
| Antisepsie | Chlorhexidine 2 % |
| Pansement | Set de pansement avec champ stérile, Tegaderm® IV Advanced, sparadrap, bandes élastiques |
| Rinçage & accès | BD Posiflush™ SP, Swabcap®, aiguilles 18G |
| Fixation | Statlock® |

Pour commander un pack ou poser une question sur le Pack PICC line, contactez Vekta au 022 518 48 01 (8h-20h) ou par e-mail à vektamedical@gmail.com.

Vekta.

MATÉRIEL MÉDICAL · GENÈVE

Vekta.

MATÉRIEL MÉDICAL LIVRÉ À DOMICILE

Carouge · Genève · Suisse

Les informations de ce document sont fournies à titre indicatif et ne remplacent pas un avis médical. Le matériel est utilisé sous la responsabilité des professionnels de santé, selon leurs protocoles.

Vekta Médical Sàrl
Avenue Cardinal-Mermillod 36
1227 Carouge · Genève

Tél. 022 518 48 01 (8h-20h)
Astreinte 24/7 · 079 767 23 56
vektamedical@gmail.com

vekta.ch
IDE CHE-417.842.699
Système qualité — dispositifs médicaux